

Electrostimulator muscular SPORT 517 - MD6076

- electrostimuloarele musculare LAICA functioneaza printr-o stimulare electrica de frecventa joasa care reproduce mecanismul natural al contractiilor musculare
- usor de folosit si sigur, non-toxic, aparatul pentru electrostimulare nu strapunge pielea
- este ideal a se folosi acasa
- construit cu ecran mare LCD usor de citit
- acest electrostimulator LAICA ofera electrostimulare musculara si electrostimulare nervoasa transcutanata
- 4 canale
- 90 de programe pre-instalate
- 516 sub-programe cu succesiune automata
- 8 electrozi
- 100 nivele de intensitate
- reincarcabil
- 6 baterii NI/MH reincaribile (tip 7.2 V) incluse
- produs construit in conformitate cu directiva 93/42/EEC pentru "dispozitive medicale"
- 2 ani garantie

Detalii tehnice:

Dimensiuni: L=4,2 Lat= 10,3 H=18 (cm)

Greutate: 0,4 (kg)

Dimensiunile ecranului LCD: 6,2x1,8 (cm)

Codul de bare: 8013240400907


Ambalaj final: 2 produse

Dimensiunile ambalajului: L=18,8 Lat=26,5 H=7,2 (cm)

Greutatea ambalajului: 3,8 (kg)



Culoare: albastru



CE 0434 (dir. 93/42/EEC)

SC ECOMEDIS SRL
Sos. Borsului, nr 35, ap 15, et 3
Oradea, jud. Bihor
Tel. +40 0259464748
Fax. +40 0259464749
E-mail: office@laica.ro
Web site: www.laica.ro